

WE MOVE YOU



Andago®

# SICHERES UND FREIES GANGTRAINING

# INTENSIVE UND VIELSEITIGE GANGTHERAPIE

Der Andago V2.0 bietet Therapeuten ein vielseitiges Trainingswerkzeug, das die Lücke zwischen dem Gangtraining auf dem Laufband und freiem Gehen schliesst.

Die einzigartige Kombination aus selbstständigem Gehen, Gewichtsentslastung und Mobilität ermöglicht ein intensives Training zahlreicher funktioneller Bewegungs- und Gleichgewichtsaufgaben.

Damit ist der Andago das ideale Hilfsmittel, um Patienten fit für den Alltag zu machen.



## **AKTIVER PATIENTENFOLGE- MODUS: SELBSTSTÄNDIGES GEHEN**

Mithilfe mobiler Robotertechnologie erspürt der Andago die Bewegungsabsichten des Patienten und unterstützt die Bewegung aktiv bei gleichzeitiger dynamischer Gewichtsentslastung.

## **SICHERE UND EFFIZIENTE THERAPIE**

Die Sturzsicherung ermöglicht sowohl dem Patienten als auch dem Therapeuten ein durchgehend sicheres Training.

## **AUFRECHTES UND FREIHÄNDIGES GEHEN**

Die dynamische Gewichtsentslastung des Andago hilft Patienten beim natürlichen Gehen und löst damit permanent physiologischen afferenten Input aus.

## **KEINE UMBAUTEN, FLEXIBLE BENUTZUNG VON RAUM ZU RAUM**

Der Andago ermöglicht eine nahtlose klinische Integration und ist zur sofortigen Nutzung bereit. Kostenintensive Installationen oder räumliche Umbauten sind nicht erforderlich.





## EXPERTENMEINUNG

**Prof. Alberto Esquenazi**

leitender Arzt, MossRehab, USA

“ Damit dem Patienten der Übergang vom hochintensiven robotergestützten Gehtraining mit dem Lokomat zum freien Gehen gelingt und er die Fähigkeiten bestmöglich in den Alltag übertragen kann, ist ein extrem flexibles Gerät notwendig. Der Andago bietet diese Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit. Ich schätze seine Vielseitigkeit, mit der wir unsere Patienten optimal auf verschiedenste Umstände und Herausforderungen vorbereiten können, die sie im Alltag meistern müssen. ”

## PATIENTENMEINUNG

**Geni Bissig**

Patient mit incompletter Wirbelsäulenverletzung

“ Nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder wirklich aufrecht stehen und einen Schritt nach dem anderen machen ist ein sehr besonderes Gefühl. Das verdanke ich dem Andago. ”



Kleiner als ein  
Standardtürrahmen

Dynamische  
Gewichtsentlastung

Sturzsicherung

Patientenlift zum Heben  
in den und  
aus dem Rollstuhl

Abnehmbare Griffstangen  
(optional)

Kollisionserkennung

Geradeaus-Modus

Selbstständiges  
Gehen



### ABMESSUNGEN

- Aussenabmessungen  
1,07 m × 0,85 m × 1,95 m [L × B × H]
- Innenmass (Breite): 0,67 m
- Gewicht: Ca. 185 kg

### RÄUMLICHE ANFORDERUNGEN

- Mindestbetriebsbereich:  
1,5 m × 5 m [L × B]
- Empfohlener Betriebsbereich:  
3,5 m × 7 m [L × B]

### INDIVIDUELL EINSTELLBAR

- Max. Patientengewicht: 135 kg
- Patientengrösse: 135 – 200 cm

## RECHTSHINWEISE FÜR PRODUKTE

Sämtliche Hocoma Produkte sind Medizinprodukte und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Angaben im Benutzerhandbuch angewendet werden; die Nichteinhaltung kann zu schweren Verletzungen führen. Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie regelmässig die Hocoma Website ([www.hocoma.com/de/rechtshinweise](http://www.hocoma.com/de/rechtshinweise)) für die aktuellsten verfügbaren Informationen konsultieren. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Hocoma. Setzen Sie die Produkte ausschliesslich unter Aufsicht von qualifiziertem paramedizinischen Personal ein. Gewisse Hocoma Produkte werden jedoch für den Heimgebrauch angeboten und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Anweisungen / Verschreibungen eines Arztes oder einer paramedizinischen Fachperson eingesetzt werden, die Ihre besondere Anamnese kennt. Prüfen Sie den bestimmungsgemässen Gebrauch im Benutzerhandbuch und auf der Hocoma Website ([www.hocoma.com/rechtshinweise](http://www.hocoma.com/rechtshinweise)). Das Nichteinholen und das Nichteinhalten von medizinischen Anweisungen / Verschreibungen eines Arztes oder einer paramedizinischen Fachperson können zu schweren Verletzungen führen. Diese Information enthält Angaben über Medizinprodukte, welche nicht in allen Ländern erhältlich sind und welche möglicherweise nicht über alle nationalen Zulassungen oder Marktfreigaben von den entsprechenden staatlichen oder behördlichen Aufsichtsorganen verfügen. Keine dieser Informationen darf als Produktbewerbung oder dessen Förderung oder als Aussage über die bestimmungsgemässe Verwendung des Produkts ausgelegt werden, sofern sie nicht von den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem sich der Leser dieser Information befindet, legitimiert wurde.

# WIR SIND DER GESAMTLÖSUNGSANBIETER FÜR REHABILITATION

Wir bieten effiziente Lösungen und Services mit modernsten Technologien für die funktionelle Bewegungstherapie entlang des gesamten Kontinuums der Rehabilitation: von schwersten bis zu milden Beeinträchtigungen und von der Akutversorgung bis zur Therapiefortsetzung zuhause. All unsere Lösungen werden in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen, Klinischen Partnern und Kunden entwickelt, hergestellt und kontinuierlich verbessert.

## DAS KONTINUUM DER GANGREHABILITATION

Entdecken Sie unser breites Lösungsspektrum für Gang und Gleichgewicht



### ERIGO

Die einzige Therapielösung, die schrittweise Vertikalisierung, Beinmobilisierung und intensive sensomotorische Stimulation durch zyklische Belastung der Beine verbindet.



### LOKOMAT

Das weltweit führende robotergestützte Medizingerät für hochrepetitives physiologisches Gangtraining, besonders für stark beeinträchtigte Patienten.



### ANDAGO

Der Andago schliesst die Lücke zwischen dem Gangtraining auf dem Laufband und freiem Gehen.



### C-MILL

Vielseitigkeit, Effektivität und Motivation durch Virtual Reality und Echtzeit-Feedback am instrumentalisierten Laufband zur präzisen Evaluierung und Therapie von Gangmuster und Gleichgewicht.



## KONTAKT

Hocoma AG  
Industriestrasse 4  
8604 Volketswil  
Schweiz

Phone: +41 43 444 2200  
E-mail: [info@hocoma.com](mailto:info@hocoma.com)  
[www.hocoma.com](http://www.hocoma.com)

